

# Sistema de Anestesia 0600

## Uso Veterinário

O sistema de anestesia mod. 0600 PRIME é montado em chapas de aço e alumínio e é pintado com tinta a pó eletrostática híbrida com excelente resistência a produtos químicos, Composto por rodízios de 2", de deslocamento suave e silencioso, sendo os dianteiros com trava, alça de transporte de grande empunhadura e entrada de O<sub>2</sub> e de AR padrão rosca ABNT, válvula reguladora interna e comutador automático de fonte de alimentação (ar/oxigênio) para alimentação do ventilador.

Compõem o sistema: Ventilador pneumático, ciclado a volume ou pressão com fole intercambiável de 1000 ml e ajustes para os seguintes parâmetros: Volume corrente 50 a 1000 ml, pressão inspiratória: 5 a 60 cmH<sub>2</sub>O e frequência respiratória: 0 a 20 min<sup>-1</sup>.

### Completam o Produto:

- Bloco de Rotâmetro para oxigênio e AR com fluxo de 0 a 7 l/min.,
- Alarmes áudio visuais para baixa pressão endotraqueal e baixa pressão de rede de O<sub>2</sub>.
- Vaporizador universal de 100 ml com acoplamento roscado, sem tubulação aparente disponível para todos os agentes anestésicos.
- Filtro Valvular completo para utilização em circuito fechado para ventilação manual, espontânea ou controlada mecânica. Composto: reservatório com capacidade para 1000g de cal sodada, válvulas inspiratória e expiratória e válvula pop-off, circuito paciente completo e pulmão teste.

### Acessórios Integrantes:

- Extensão de nylon trançado para oxigênio.
- Extensão de nylon trançado para ar comprimido.
- Conector com válvula pop-off.

Pulmão Teste 50 ml



Circuito Paciente infantil

Balão de 2 Litros



Válvula Inspiratória e Expiratória



Oxigel Materiais Hosp. Ind. e Com. Eireli  
PABX: 11 5567 1766 - Vendas: 11 5567 1764

 WhatsApp: 11 5567 1762

[oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br)

[www.oxigel.com.br](http://www.oxigel.com.br)