



Máscaras em PVC Cristal

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de anestesia inalatória ou procedimentos respiratórios.

A Máscara tem por função “conduzir” os gases a serem inalados para as vias respiratórias do paciente. Ela funciona em conjunto com outros acessórios e equipamentos.

Máscaras em PVC Cristal			
Infantil	Adolescente	Adulto Médico	Adulto Grande
Nº0	Nº1	Nº2	Nº3
C/Garra	C/Garra	C/Garra	C/Garra
1-100-0228	1-100-0217	1-100-0218	1-100-0219



Acessório:

- Presilha de Silicone com Quatro Ganchos



Oxigel Materiais Hosp. Ind. e Com. Eireli
PABX: 11 5567 1766 - Vendas: 11 5567 1764



WhatsApp: 11 5567 1762

oxigel@oxigel.com.br

www.oxigel.com.br

MÁSCARA DE ANESTESIA COM PRESILHA
REGISTRO M.S.: 10330520049
(NÃO ESTERILIZADO)

MODELO	INFANTIL Nº 0	ADOLESCENTE Nº 1	ADULTO MÉDIO Nº 2	ADULTO GRANDE Nº 3
COM COXIM NORMAL MÁSCARA DE ANESTESIA	1-100-0228	1-100-0217	1-100-0218	1-100-0219
	1-100-1482	1-100-1483	1-100-1484	1-100-1485

CONTEÚDO:

MÁSCARA COM COXIM NORMAL CÓDIGOS CONFORME TABELA	PVC Cristal Atóxico
GARRA - 7-801-0494	Polipropileno
PRESILHA - 1-100-0093	Silicone

DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de anestesia inalatória ou procedimentos respiratórios.

ADVERTÊNCIA:

As seguintes advertências devem ser lidas e entendidas antes do uso do produto:

1. A anestesia inalatória requer treinamento muito especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
3. Recomenda-se o uso da Máscara em um único paciente.
4. A Máscara modelo com Coxim Normal é fabricada com conexão cônica de 22 mm fêmea e o diâmetro externo da conexão não deve ser conectado a outros dispositivos médicos.
5. O produto **não** pode ser autoclavado.

OBS.: Em locais onde a anestesia inalatória é rotineira, como salas de operação, é recomendável ter Máscaras de reposição disponíveis, já que qualquer objeto cortante pode danificá-las.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Remover a Máscara da embalagem.
2. Inspeccionar o Coxim para certificar-se que não existem vazamentos. Se houver vazamento, troque a Máscara.
3. Conectar o aparelho ou o sistema de anestesia a ser utilizado no paciente na conexão da Máscara (22 fêmeas para modelo com Coxim Normal, conforme orientação do fabricante do aparelho ou sistema).

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0020	06	Jul./2022	01 / 02

4. Ajustar a Máscara ao rosto do paciente, certificando-se de que as áreas em volta estejam vedadas.
5. Fixar a Máscara, utilizando-se da “Garra” e da “Presilha”. As “Garra” para Presilha estão na Máscara.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO:

A Máscara é um artigo semicrítico e, como tal, deve passar por procedimento de desinfecção antes do uso.

1. Limpar a Máscara e remover qualquer resíduo existente.
2. Utilizar o método de imersão, utilizando líquidos desinfetantes adequados ao tipo de material e seguindo as orientações do fabricante deste líquido e os protocolos de sua instituição.
3. Este produto também pode ser desinfetado pelo método de câmara de Óxido de Etileno.
4. Acondicionar a Máscara para proteger contra contaminação até a sua utilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$.

NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem do produto. O produto tem vida útil de dois anos.

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 90 dias, contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte e outras são de responsabilidade do comprador. Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI
CNPJ: 49.353.956/0001-66 – Indústria Brasileira – AFE M.S.: 1.03.305-2
Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060
São Paulo – SP – Tel.: +55 11 5567-1766
Home Page: www.oxigel.com.br – E-mail: oxigel@oxigel.com.br
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0020	06	Jul./2022	02 / 02

MÁSCARA DE ANESTESIA COM PRESILHA
REGISTRO M.S.: 10330520049
(NÃO ESTERILIZADO)

MODELO	INFANTIL Nº 0	ADOLESCENTE Nº 1	ADULTO MÉDIO Nº 2	ADULTO GRANDE Nº 3
COM COXIM NORMAL MÁSCARA DE ANESTESIA	1-100-0228	1-100-0217	1-100-0218	1-100-0219
	1-100-1482	1-100-1483	1-100-1484	1-100-1485

CONTEÚDO:

MÁSCARA COM COXIM NORMAL CÓDIGOS CONFORME TABELA	PVC Cristal Atóxico
GARRA - 7-801-0494	Polipropileno
PRESILHA - 1-100-0093	Silicone

DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de anestesia inalatória ou procedimentos respiratórios.

ADVERTÊNCIA:

As seguintes advertências devem ser lidas e entendidas antes do uso do produto:

1. A anestesia inalatória requer treinamento muito especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
3. Recomenda-se o uso da Máscara em um único paciente.
4. A Máscara modelo com Coxim Normal é fabricada com conexão cônica de 22 mm fêmea e o diâmetro externo da conexão não deve ser conectado a outros dispositivos médicos.
5. O produto **não** pode ser autoclavado.

OBS.: Em locais onde a anestesia inalatória é rotineira, como salas de operação, é recomendável ter Máscaras de reposição disponíveis, já que qualquer objeto cortante pode danificá-las.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Remover a Máscara da embalagem.
2. Inspeccionar o Coxim para certificar-se que não existem vazamentos. Se houver vazamento, troque a Máscara.
3. Conectar o aparelho ou o sistema de anestesia a ser utilizado no paciente na conexão da Máscara (22 fêmeas para modelo com Coxim Normal, conforme orientação do fabricante do aparelho ou sistema).

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0020	06	Jul./2022	01 / 02

4. Ajustar a Máscara ao rosto do paciente, certificando-se de que as áreas em volta estejam vedadas.
5. Fixar a Máscara, utilizando-se da "Garra" e da "Presilha". As "Garras" para Presilha estão na Máscara.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO:

A Máscara é um artigo semicrítico e, como tal, deve passar por procedimento de desinfecção antes do uso.

1. Limpar a Máscara e remover qualquer resíduo existente.
2. Utilizar o método de imersão, utilizando líquidos desinfetantes adequados ao tipo de material e seguindo as orientações do fabricante deste líquido e os protocolos de sua instituição.
3. Este produto também pode ser desinfetado pelo método de câmara de Óxido de Etileno.
4. Acondicionar a Máscara para proteger contra contaminação até a sua utilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$.

NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem do produto. O produto tem vida útil de dois anos.

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 90 dias, contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte e outras são de responsabilidade do comprador. Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI
CNPJ: 49.353.956/0001-66 – Indústria Brasileira – AFE M.S.: 1.03.305-2
Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060
São Paulo – SP – Tel.: +55 11 5567-1766
Home Page: www.oxigel.com.br – E-mail: oxigel@oxigel.com.br
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0020	06	Jul./2022	02 / 02